




ARTIFICIAL IRIS

TECHNISCHE INFORMATION



Modell	 Artificial Iris with Fiber	 Artificial Iris Fiber Free
Applikation	Zur Behandlung von Aniridie für Fälle mit indizierter Nahtfixierung	Zur Behandlung von Aniridie für Fälle ohne indizierte Nahtfixierung
Material	Pigmentiertes Silikon mit Polymergewebe	Pigmentiertes Silikon ohne Polymergewebe
Besonderheiten	Basis für die individuelle Produktion des Implantates ist ein Fotoabzug. Die Anfertigung entsprechend der Farbvorlage ermöglicht ein realistisches, der natürlichen Iris nachempfundenenes Aussehen. Der Implantatdurchmesser ist individuell trepanierbar.	
Lieferzeit	4 bis 8 Wochen nach Bestelleingang und positiver Fotoevaluierung	

Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage www.artificial-iris.com